

Kontinenztrainer

Pro Basis Kombi



 **INNOCEPT**
Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1 • D - 45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945 - 0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945 - 100

Internet: <http://www.innocept.de>

Email: info@innocept.de

 biobedded systems GmbH; Tersteegenstraße 15; 46045 Oberhausen
<http://www.biobedded.de>

Kontinenztrainer

- EMG Biofeedback
- Elektrostimulation
- Kombitherapie

Kontinenztrainer

Pro Basis Kombi



Der Kontinenztrainer Pro Basis Kombi vereint alle konservativen Therapieoptionen in einem Gerät: **Elektrostimulation** als auch **EMG Biofeedback** sind als separate Anwendung oder in Kombination (Kombitherapie) möglich.

Die **Kombitherapie** kann wahlweise **getriggert** oder **zeitgesteuert** erfolgen.

Pro Basis Kombi ist ausgestattet mit Patienten- und Therapeuten-ebene, Patienten Monitoring, zahlreichen Sicherheitsfunktionen und vieles mehr.

Alle Programmparameter lassen sich den Bedürfnissen des Patienten anpassen.

Während der Anwendung ist ein Wechsel der Therapieform problemlos möglich. Der Patient wird behutsam über ein passives an ein aktives Training herangeführt.

Ergonomie, bedienerfreundliche Drehrädchen und ein aufgeräumtes, gut lesbares Display sorgen zudem für eine sehr einfache Bedienung und Handhabung. Alle Daten lassen sich in der Therapeutebene einfach und schnell auslesen.